

Лабораторные весы



Весы NewClassic ML

Точные результаты

Удобство и компактность

Сделано в Швейцарии



Лабораторные весы ML

Швейцарское качество и надежность

METTLER TOLEDO

Аналитические и прецизионные весы NewClassic ML

- Точные результаты
- Современный дизайн
- Удобство эксплуатации
- Весы начального уровня

Надежная конструкция

Аналитические весы NewClassic базового и начального уровня рассчитаны на многолетнюю интенсивную эксплуатацию. Корпус весов изготовлен из высококачественных материалов и закрыт сверху рабочим защитным чехлом из химически стойкого материала.



Работают на батарейках AA

Компактные весы NewClassic ML возможно использовать в любых условиях: в лаборатории, на производстве, в учебной аудитории, на складе и даже в поле.



Корпус из высококачественных материалов, устойчивый к механическим и химическим воздействиям



Инвестиции в весы NewClassic ML

окупятся с лихвой благодаря надежности, долговечности и качеству МЕТТЛЕР ТОЛЕДО, соответствующему самым высоким требованиям.

Взвешивающая ячейка MonoBloc

Надежный и точный датчик веса с системой защиты от ударных и скручивающих нагрузок

Автономная работа

Весы могут работать до 8 часов на батарейках AA или аккумуляторах

Защита от перегрузок – весовая ячейка защищена от перегрузок и ударов

Встроенная калибровочная гиря – калибровка встроенной гирей по нажатию клавиши

Интерфейс RS232 – для передачи данных на принтер или персональный компьютер

Защитный кожух – покрывает весь корпус, защищая весы от загрязнения и царапин

Самодиагностика

Например, диагностика клавиатуры, диагностика воспроизводимости

Встроенное ПО – счет штук, процентное взвешивание, суммирование, динамическое взвешивание, статистическая обработка данных, умножение на произвольный коэффициент, взвешивание с допусками.

Дисплей

Весы оснащены большим дисплеем с четкой индикацией и светло-голубой подсветкой.



Взвешивающая ячейка MonoBloc

Надежный и точный датчик веса с системой защиты от ударных и скручивающих нагрузок



LabX direct Balance

Специальное ПО для экспорта данных взвешивания на ПК. Например, в формат Microsoft Excell.

Кроме того, весы ML можно подключить к компьютеру и без дополнительного ПО.



Аналитические весы

Модель	НПВ	Дискретность	СКО (на НПВ)	Среднее время стабилизации ячейки	Размер чашки	Размер весов, (ШхДхВ)
ML54	52 г	0.1 мг	0.1 мг	2 с	Ø 90 мм	193x290x331 мм
ML104	120 г	0.1 мг	0.1 мг	2 с	Ø 90 мм	193x290x331 мм
ML204	220 г	0.1 мг	0.1 мг	3 с	Ø 90 мм	193x290x331 мм

Прецизионные весы

Модель	НПВ	Дискретность	СКО (на НПВ)	Время стабилизации ячейки	Размер чашки весов
ML203	220 г	1 мг	1 мг	1,5 с	Ø 120 мм
ML303	320 г	1 мг	1 мг	1,5 с	Ø 120 мм
ML503	520 г	1 мг	1 мг	1,5 с	Ø 120 мм
ML802	820 г	0,01 г	0,01 г	1,5 с	170x190 мм
ML1602	1620 г	0,01 г	0,01 г	1,5 с	170x190 мм
ML3002	3200 г	0,01 г	0,01 г	1,5 с	170x190 мм
ML4002	4200 г	0,01 г	0,01 г	1,2 с	170x190 мм
ML2001	2200 г	0,1 г	0,05 г	1 с	170x190 мм
ML4001	4200 г	0,1 г	0,05 г	1 с	170x190 мм
ML6001	6200 г	0,1 г	0,1 г	1 с	170x190 мм
ML203E	220 г	1 мг	1 мг	1,5 с	Ø 120 мм
ML303E	320 г	1 мг	1 мг	1,5 с	Ø 120 мм
ML802E	820 г	0,01 г	0,01 г	1,5 с	Ø 160 мм
ML1502E	1620 г	0,01 г	0,01 г	1,5 с	Ø 160 мм
ML3002E	3200 г	0,01 г	0,01 г	1,5 с	170x190 мм
ML4002E	4200 г	0,01 г	0,01 г	1,2 с	170x190 мм
ML6001E	6200 г	0,1 г	0,1 г	1 с	Ø 160 мм

Буква **Е** в конце наименования означает: весы с внешней калибровочной гирей

www.mtrus.com/newclassic

Более подробная информация

Официальный представитель:

WIEGAND INTERNATIONAL

115280 Москва,
ул. Ленинская Слобода, 9
Тел.: (495) 675-07-05
(495) 675-26-67
Факс: (495) 956-11-17
E-mail: info@wiegand.ru
Internet: www.wiegand.ru

© 01/2010 МЕТТЛЕР ТОЛЕДО СНГ
Права на технические изменения сохраняются
Напечатано в России



Сертификат качества
Разработка, производство и тестирование
в соответствии с ISO9001.



Сертификат экологической безопасности



Сертификат Ростехрегулирования Продукция
МЕТТЛЕР ТОЛЕДО внесена
в государственные реестры средств измерений
России и стран СНГ.